

PRODUIT DÉSINFECTANT INCIDIN® RAPID



Description du produit:

Désinfectant liquide concentré pour désinfecter les masques respiratoires, les équipements de protection respiratoire, les appareils de plongée, les combinaisons de protection chimique, les armoires de séchage ainsi que les surfaces de travail et les sols.

Produit

La désinfection et le nettoyage grâce à une composition de substances actives sélectionnées contenant des aldéhydes, qui présente un large rayon d'action à une concentration d'utilisation particulièrement faible en immersion.

Avantages

- Désinfectant concentré sans formaldéhyde
- Fiabilité élevée de la désinfection malgré une concentration d'utilisation plus faible et un temps d'action réduit en immersion
- Large rayon au niveau des bactéries, levures et virus
- Compatibilité totale avec les matériaux
- Manipulation simple du dosage grâce au doseur supplémentaire DG1
- Rentabilité élevée grâce à une concentration d'utilisation réduite dans le bain d'immersion
- Listé par la VAH et virucide

Instructions d'utilisation

Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.

Respecter impérativement le mode d'emploi correspondant pour les masques respiratoires, les équipements de protection respiratoire, les combinaisons de protection chimique, etc. ainsi que les consignes d'utilisation du fabricant du désinfectant !